

사용 설명서

래비샷® 출혈병 플러스 (RabbiShot® VHD Plus)

1. 원료약품 및 분량(1ml)

가. 유효성분

° 토끼 출혈열 바이러스 VP60 단백질-----5,000HAU이상

나. 면역증강제

° 수산화알루미늄겔-----10~15%

다. 보존제

° Formalin-----0.2% 이하

2. 성상

회백색의 불투명한 액체로서 약간의 침전이 생길 수 있으나 흔들면 균
등한 액체가 되며 이물, 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

3. 효능 및 효과

토끼 바이러스성 출혈열을 예방.

4. 용법 및 용량

가. 기초접종시 2개월령 토끼에 1.0ml를 접종하고, 약 1~2개월 후에 1.0
ml 를 추가 접종합니다.

나. 매년 9월 중순까지 1회 1.0ml를 보강 접종하여야 합니다.

다. 대퇴부 근육에 접종합니다.

5. 포장단위

10ml/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 2~8℃의 냉장소에 보관.

나. 유효기간 : 제조일로부터 27개월.

7. 주의사항

가. 반드시 건강한 토끼에만 접종하십시오.

나. 백신 취급 전 후에는 손을 깨끗이 닦고 접종이 끝난 후에는 빈병과
사용한 도구는 폐기하십시오.

다. 반드시 사용 전에 백신전체가 25℃ 전후의 온도가 되도록 유지 한
후 사용하십시오.

라. 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.

마. 백신을 사용하기 전에 충분히 흔든 후 사용하십시오.

바. 백신은 직사광선을 피하십시오.

사. 주사기구에는 1회용 또는 순수한 물로 끓여 사용하여야 하며, 1두 1침
의 원칙을 지키십시오.

아. 쓰다 남은 백신은 잡균의 혼입이나 효력이 감퇴할 우려가 있으니 사
용 하지 마십시오.

자. 안정성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법
을 준수하십시오.

차. 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

카. 기타 제품에 대한 문의사항은 제조회사 또는 판매업소로 연락하여
주십시오.